



Test okultního krvácení pomocí OC-Sensor

Každý rok onemocní rakovinou tlustého střeva či konečníku cca 8 000 lidí. 5 000 z nich svému onemocnění zbytečně podlehne, toto onemocnění ale lze léčit. Předpokladem je však včasná diagnóza. Vzorek pro spolehlivý test odeberte neinvazivní metodou v prostředí domova.

Výhody oproti dosud používané metodě

Test s číselným výsledkem.

Bez nutnosti držet před vyšetřením dietu.

Delší čas pro dodání do laboratoře (až týden).


Vyšší přesnost metody (99 %) pro časnější záchyt nemoci.

Průkaznost výsledku z jediného odběru.

Postup při provedení odběru vzorku

1.

Označte vzorek svým jménem a запиšte datum odběru vzorku.



Z druhé strany má kazeta identifikační čárový kód.


2.

Otevřete kazetku, otočte víčkem doleva, kartáček vysuňte.




3.

Seškrábejte povrch stolice.



4.

Zaplňte stolicí rýhy, správně odebraný vzorek stolice vypadá takto:



5.

Zasuňte kartáček a víčko pevně zacvakněte. Kazetku znovu neotevírejte!



6.

Co nejdříve po odběru odevzdejte kazetku lékaři/do laboratoře. Do odevzdání uchovávejte v chladničce.

