

Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera



Posouzení funkce ledvin z moči

Průběh vyšetření

1. moč sbírejte ideálně 3 hodiny, přípustné je i časové rozmezí 2,5–3,5 hodiny
2. pro sběr moči použijte čistou a suchou nádobu o objemu cca 500 ml
3. **v čase zahájení sběru** například v 5:00 hodin ráno se vymočte **první ranní moč mimo sběrnou nádobu**
4. potom moč sbírejte 3 hodiny – obvykle se jedná o jediné vymočení v daném intervalu
5. během sběru moči můžete přijmout cca 300 ml tekutin
6. v čase ukončení sběru, například v 8:00 hodin ráno (byl-li sběr zahájen v 5:00 hodin), se vymočte naposledy do sběrné nádoby
7. označte sběrnou nádobu jménem a vaším rodným číslem
8. na žádanku napište **čas začátku a čas ukončení doby sběru moči s přesností na minuty**
9. sběrnou nádobu se žádankou odevzdejte na odběrovém místě nebo u lékaře